



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Flachbodengläser 1 ml Klarglas, 35
x 7,8 mm, m. PE-Stopfen 6 mm transp., 100
St./Pack**

**16,40 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eine bequem zu handhabende und preiswerte Flaschen-Verschluss-Kombination für unkritische Analysen aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ein sternförmiges Diaphragma ermöglicht eine leichte Penetration des PE-Stopfens.

Empfohlen für den Einsatz im HPLC-Bereich.

Für die 1 ml Flachbodengläser sind Stopfen mit oder ohne Einschubsperr für Mikroinserte erhältlich.

Stopfen ohne Einschubsperr zeigen eine bessere Ventilwirkung hinsichtlich der Bildung eines Vakuums.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0736
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029906
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	0.8 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	35 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	7.8 mm
DM Verschluss	6 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	durchstechbar (mit Stern) geschlossen
für das Autosamplermodell	Alcott 708 AL Alcott 728

