



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Flachbodengläser 1 ml, Klarglas mit  
8 mm PE-Stopfen transparent, 40x8,2 mm, 100  
St./Pack**

**13,40 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

Eine bequem zu handhabende und preiswerte Flaschen-Verschluss-Kombination für unkritische Analysen aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ein sternförmiges Diaphragma ermöglicht eine leichte Penetration des PE-Stopfens.

Empfohlen für den Einsatz im HPLC-Bereich.

Für die 1 ml Flachbodengläser sind Stopfen mit oder ohne Einschubsperr für Mikroeinsätze erhältlich.

Stopfen ohne Einschubsperr zeigen eine bessere Ventilwirkung hinsichtlich der Bildung eines Vakuums.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0737
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029913
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	40 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Verschluss- / Deckeigenschaften	durchstechbar (mit Stern) geschlossen
DM Flasche	8.2 mm
DM Verschluss	8 mm
Farbe Verschluss / Deckel	transparent (milchig)
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss / Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
für das Autosamplermodell	Agilent 7693A Cecil Instruments AutoQuest Dionex AS 40 Shimadzu LC-2010A/C 350 Pos. Tray Shimadzu SIL-10A/ AF/ AP/ Ai/ AxL Rack MTP2 192 Pos. Shimadzu SIL-10ADvp Shimadzu SIL-10HTA/ HTC 350 Pos. Tray Shimadzu SIL-20A/ AC (Prominence) 175 vial tray Waters®

