



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Flachbodengläser 1 ml Braunglas,
40 x 8,2 mm, PE-Stopfen 8 mm +
Einschubsperr, 100 St./Pack**

**14,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eine bequem zu handhabende und preiswerte Flaschen-Verschluss-Kombination für unkritische Analysen aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ein sternförmiges Diaphragma ermöglicht eine leichte Penetration des PE-Stopfens.

Empfohlen für den Einsatz im HPLC-Bereich.

Für die 1 ml Flachbodengläser sind Stopfen mit oder ohne Einschubsperr für Mikroeinsätze erhältlich.

Stopfen ohne Einschubsperr zeigen eine bessere Ventilwirkung hinsichtlich der Bildung eines Vakuums.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0740
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029937
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	40 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	8.2 mm
DM Verschluss	8 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	durchstechbar (mit Stern) geschlossen mit Fixiermöglichkeit für Mikroeinsätze mit Einschubsperr
für das Autosamplermmodell	Agilent 7693A Cecil Instruments AutoQuest Dionex AS 40 Shimadzu LC-2010A/C 350 Pos. Tray Shimadzu SIL-10A/ AF/ AP/ Ai/ AxL Rack MTP2 192 Pos. Shimadzu SIL-10ADvp Shimadzu SIL-10HTA/ HTC 350 Pos. Tray Shimadzu SIL-20A/ AC (Prominence) 175 vial tray Waters®

