



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Flachbodengläser 4 ml Klarglas,
44,6 x 14,6 mm, 15 mm PE-Stopfen, 100 St./Pack**

**22,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eine bequem zu handhabende und preiswerte Flaschen-Verschluss-Kombination für unkritische Analysen aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ein sternförmiges Diaphragma ermöglicht eine leichte Penetration des PE-Stopfens.

Empfohlen für den Einsatz im HPLC-Bereich.

Für die 1 ml Flachbodengläser sind Stopfen mit oder ohne Einschubsperr für Mikroensätze erhältlich.

Stopfen ohne Einschubsperr zeigen eine bessere Ventilwirkung hinsichtlich der Bildung eines Vakuums.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0745
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029975
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	4 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	44.6 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Verschluss-/ Deckeigenschaften	durchstechbar (mit Stern) geschlossen mit Fixiermöglichkeit für Mikroensätze
DM Flasche	14.65 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
DM Verschluss	15 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
für das Autosamplermodell	Gilson 201/202 Gilson 221/222 Gilson Aspec Shimadzu LC-2010A/C 100 Pos. Tray Shimadzu SIL-2AS Shimadzu SIL-6A Shimadzu SIL-6B/ 7A/ 8A/ 9A Shimadzu SIL-10A/ AF/ AP/ Ai/ AxL Rack L 80 Pos. Shimadzu SIL-10ADvp Shimadzu SIL-10HTA/ HTC 100 Pos. Tray Shimadzu S

