



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Flachbodengläser 4 ml Braunglas,  
44,6 x 14,6 mm, 15 mm PE-Stopfen, 100 St./Pack**

**23,90 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

Eine bequem zu handhabende und preiswerte Flaschen-Verschluss-Kombination für unkritische Analysen aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ein sternförmiges Diaphragma ermöglicht eine leichte Penetration des PE-Stopfens.

Empfohlen für den Einsatz im HPLC-Bereich.

Für die 1 ml Flachbodengläser sind Stopfen mit oder ohne Einschubsperr für Mikroensätze erhältlich.

Stopfen ohne Einschubsperr zeigen eine bessere Ventilwirkung hinsichtlich der Bildung eines Vakuums.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0746
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029982
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	4 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	44.6 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	14.65 mm
DM Verschluss	15 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	durchstechbar (mit Stern) geschlossen mit Fixiermöglichkeit für Mikroensätze
für das Autosamplermodell	Gilson 201/202 Gilson 221/222 Gilson Aspec Shimadzu LC-2010A/C 100 Pos. Tray Shimadzu SIL-2AS Shimadzu SIL-6A Shimadzu SIL-6B/ 7A/ 8A/ 9A Shimadzu SIL-10A/ AF/ AP/ Ai/ AxL Rack L 80 Pos. Shimadzu SIL-10ADvp Shimadzu SIL-10HTA/ HTC 100 Pos. Tray Shimadzu S

