



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Chromatographie-Zerstäuber mit Schliff-Reagenzglas 12 ml, NS14/23

**43,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Handliche Zerstäuber aus Borosilikatglas 3.3.

Zum Aufsprühen kleinster Mengen auf die DC-Platten.

Das Reagens kommt nur mit Glas in Berührung.

Modell mit geradem Steigrohr kompl. mit Schliff-Reagenzglas 12 ml.

Das mitgelieferte Gummigebläse kann durch andere Druckluftgeber ersetzt werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-8420
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072020217
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
steril	Nein
Ersatzteil	NM-0583
Neigung Steigrohr	gerade
Typ Vorratsgefäß	Reagenzglas (12 ml)

