




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Chromatographie-Säule mit Einstichen u. PTFE-Hahn, eff. Länge 200 mm, Inh. 35 ml, Bördelrand

**54,68 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Einfache Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs mit Bördelrand mit Bördelrand mit PTFE-Küken und Hahnsicherung; aus DURAN® - Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1398
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3401
EAN	4058072311377
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	15 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	35 ml
Länge	200 mm
Normschliff Hülse	14/23
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

