



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**Lenz Chromatographie-Säule mit Einstichen u.  
PTFE-Hahn, eff. Länge 600 mm, Inh. 430 ml,  
Bördelrand**

**71,77 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Einfache Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs mit Bördelrand mit Bördelrand mit PTFE-Küken und Hahnsicherung; aus DURAN® - Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1400
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3403
EAN	4058072311391
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	30 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	430 ml
Länge	600 mm
Normschliff Hülse	14/23
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

