



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Chromatographie-Säule mit Fritte Por. 0,
Ventilhahn, Hülse NS 14/23, eff. Länge 300 mm,
Inh. 23 ml**

**93,93 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Chromatographie-Säulen mit eingeschmolzener Fritte (Porosität:0), mit Ventilhahn (Bohrung: 0-2,5 mm). Hergestellt aus DURAN-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1420
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3423
EAN	4058072311599
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	10 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	23 ml
Länge	300 mm
Chromatographiesäulen Eigenschaften	mit Fritte
Normschliff Hülse	14/23
Porosität	0
Typ Hahn / Ventil	Ventilhahn

