



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Chromatographie-Säule mit Fritte Por. 0,
PTFE-Hahn, Kern u. Hülse NS 14/23, eff. Länge
400 mm, Inh. 125 ml**

**130,37 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Chromatographie-Säulen mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Hahn. Mit eingeschmolzener Fritte (Porosität:0) Mit Saugrohr (Gewinde GL 18), aus DURAN-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1425
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3428
EAN	4058072311643
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	20 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	120 ml
Länge	400 mm
Chromatographiesäulen Eigenschaften	mit Fritte
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Porosität	0
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

