




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Chromatographie-Säule mit Fritte Por. 0,
PTFE-Hahn und Hülse NS 14/23, eff. Länge 300
mm, Inh. 23 ml,**

**75,08 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Hochwertige Chromatographie-Säulen mit Normschliff, eingeschmolzener Fritte und PTFE-Hahn. Ein Wattebausch wird nicht benötigt. In verschiedenen Längen und Breiten erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1414
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3417
EAN	4058072311537
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	10 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	23 ml
Länge	300 mm
Chromatographiesäulen Eigenschaften	mit Fritte
Normschliff Hülse	14/23
Porosität	0
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

