



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**Lenz Chromatographie-Säule mit Fritte Por. 0,  
PTFE-Hahn und Hülse NS 14/23, eff. Länge 200  
mm, Inh. 35 ml,**

**78,34 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Hochwertige Chromatographie-Säulen mit Normschliff, eingeschmolzener Fritte und PTFE-Hahn. Ein Wattebausch wird nicht benötigt. In verschiedenen Längen und Breiten erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1415
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3418
EAN	4058072311544
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	15 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	35 ml
Länge	200 mm
Chromatographiesäulen Eigenschaften	mit Fritte
Normschliff Hülse	14/23
Porosität	0
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

