



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




**Lenz Chromatographie-Säule mit Fritte Por. 0,  
PTFE-Hahn und Hülse NS 29/32, eff. Länge 400  
mm, Inh. 125 ml,**

**93,56 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Hochwertige Chromatographie-Säulen mit Normschliff, eingeschmolzener Fritte und PTFE-Hahn. Ein Wattebausch wird nicht benötigt. In verschiedenen Längen und Breiten erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1416
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3419
EAN	4058072311551
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	20 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	125 ml
Länge	400 mm
Chromatographiesäulen Eigenschaften	mit Fritte
Normschliff Hülse	29/32
Porosität	0
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

