



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Chromatographie-Säule, 200x10 i. D., H 14/23, PTFE

**56,63 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Hochwertige Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs, mit NS-Hülse, mit PTFE-Küken und Hahnsicherung. Aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. In verschiedenen Längen mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1402
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3405
EAN	4058072311414
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	10 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	15 ml
Länge	200 mm
Normschliff Hülse	14/23
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

