



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Chromatographie-Säule, 200x15 i. D., H 14/23, PTFE

62,20 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Hochwertige Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs, mit NS-Hülse, mit PTFE-Küken und Hahnsicherung. Aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. In verschiedenen Längen mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1403
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3406
EAN	4058072311421
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	15 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	35 ml
Länge	200 mm
Normschliff Hülse	14/23
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

