



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Chromatographie-Säule, 800x40 i. D., H 29/32, PTFE

105,73 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Hochwertige Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs, mit NS-Hülse, mit PTFE-Küken und Hahnsicherung. Aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. In verschiedenen Längen mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1406
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3409
EAN	4058072311452
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	40 mm
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Länge	800 mm
Normschliff Hülse	29/32
Typ Hahn / Ventil	PTFE - Hahn

