



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Exsikkator Kunststoff 27 cm, mit Hahn, für Platte 23 cm

293,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Exsikkator aus Polycarbonat, glasklar, temperaturbeständig bis max 41°C.
Gute Standfestigkeit durch große Grundfläche.
Mit Hahn zum Belüften (Gehäuse aus PP, Verschluss und Dichtring aus PTFE).
Dicht schließender Deckel mit Silikon-O-Ring.
Hält Vakuum (50 mbar) über 24 Stunden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5311
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004576
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	273 mm
Höhe	311 mm
Höhe innen	197.0 mm
Exsikkatoren Eigenschaften	mit Hahn mit Dichtung Exsikkatorplatte als Zubehör erhältlich
Farbe	transparent (klar)
TBST MAX	41 °C
Material	Polycarbonat (PC)
Material Dichtung / Septum	Silikon
Material Hahn	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ersatzteil	2-5315
Material Verschluss/ Deckel	Polycarbonat (PC)
Position Hahn	am Deckel
Typ Anschluss	Steckadapter. konisch
für DM Platte	230 mm

