



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Exsikkator Glas 250 mm, NS 24/29 und Ventil

**222,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Der neoLab-Exsikkator mit Normschliff 24/29 und Ventil ist aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt und für die Verwendung unter Vakuum geeignet. Typische Anwendungsbereiche sind die Trocknung von Proben, sowie die Aufbewahrung von feuchteempfindlichen Stoffen. Normiert nach DIN EN ISO 13130. Passende Lochplatten aus Porzellan müssen gesondert bestellt werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	E-1003
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072071097
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	320 mm
Höhe	349 mm
Exsikkatoren Eigenschaften	mit Hahn mit Anschluss Exsikkatorplatte als Zubehör erhältlich
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Material Hahn	Borosilikatglas Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Verschluss/ Deckel	Borosilikatglas
Normschliff	24/29
Position Hahn	am Deckel
Typ Anschluss	Normschliff
für DM Platte	235 mm
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 13130

