



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mini desiccator, 102 mm Ø, polycarbonate

166,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Glasklarer, hoher Deckel aus Polycarbonat mit Polypropylen-Stopfen und PTFE-Hahn.

Der Deckel wird mit einem Flanschring und zwei Schnappverriegelungen auf der Bodenplatte (PP) fixiert, die mit einem Buna-NO-Dichtungsring versehen ist.

Es wird ein Vakuum von 740 mm Hg gehalten.

Passend für Gestelle bis 95 mm Durchmesser.

Maße: 102 mm Ø, 59 mm hoch

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-3000
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072026349
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	102 mm
Höhe	59 mm
TBST MAX	135 °C
Exsikkatoren Eigenschaften	mit Hahn mit Exsikkatorplatte mit Dichtung
Farbe	transparent (klar)
Material	Polycarbonat (PC)
Material Dichtung / Septum	Nitrilkautschuk (Buna-NO®)
Material Hahn	Polypropylen (PP) Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Verschluss/ Deckel	Polycarbonat (PC)
Position Hahn	am Deckel
Typ Anschluss	Steckadapter. konisch

