




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Gewinderohr GL 18, 16 x 1,8 x 100 mm

**26,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Gewinderohre** zum Ansetzen mit DIN-Gewinde (GL)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0173
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2172
EAN	4058072299156
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN®
Länge	100 mm
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 18
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12216

