



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Kühlfalle mit Kondensatablauf, 2 Anschlüsse NS 29/32, Kühlmittel-Inhalt 500 ml

622,41 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kühlfalle (Kältefallen) mit Kondensatablauf

Zum direkten Befüllen mit Kühlmitteln, mit Ventilhahn (mit Sicherung) für den Kondensatablauf.

Doppelwandige Ausführung für geringen Kühlmittelverbrauch.

Apparaturanschluss: Hülse NS 29/32

Vakuumpumpenanschluss: Kern NS 29/32

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1311
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3314
EAN	4058072310509
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
Typ Hahn / Ventil	Ventil mit PTFE Kolben

