



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Kühlfalle ohne Kondensatablauf, 2 Anschlüsse NS 29/32, Kühlmittel-Inhalt 200 ml

**367,08 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Kühlfallen (Kältefallen)** ohne Kondensatablauf Zum direkten Befüllen mit Kühlmitteln, doppelwandige Ausführung für geringen Kühlmittelverbrauch. Apparaturanschluss: Hülse NS 29/32 Vakuumpumpenanschluss: Kern NS 29/32

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1308
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3311
EAN	4058072310479
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	200 ml
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
Typ Hahn / Ventil	Ohne

