



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz® Lösungsmittelbirne f. Chromatographiesäulen 500 ml, NS 29

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Lösungsmittelbirne aus Borosilikatglas 3.3 für Chromatographiesäulen.

Volumen: 500 ml

Schliffe; Kern und Hülse: NS 29

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2354
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	E-2505
EAN	4066292053069
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

