



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Tropfenfänger nach Stutzer, gebogen, 2 Kerne NS 24/29 und NS 19/26

80,25 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gebogene Bauform (75°)

Mit zwei NS-Kernen, zur Tröpfchenabscheidung
Gefertigt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0947
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2947
EAN	4058072306878
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen
Normschliff Kern	24/29 19/26

