



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Tropfenfänger nach Stutzer, gebogen, 2 Kerne NS 29/32

**85,71 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Gebogene Bauform (75°)

Mit zwei NS-Kernen, zur Tröpfchenabscheidung  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0949
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2949
EAN	4058072306892
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen
Normschliff Kern	29/32

