



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Destillationsapparatur

**512,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Für Flüssigkeiten mit einer Siedetemperatur bis 150°C,  
bestehend aus:

- Destillierkühler-Aufsatz mit Kern NS 45 aus Borosilikatglas mit Thermometer bis 150°C
- PTFE Schliffmanschette
- Vorratsgefäß 5 l mit NS 45, Erlenmeyerkolbenform
- Silikonschlauchstück für den Auslauf
- 3 m Kühlschlauch

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-9300
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050009
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Vorratsgefäß mit Normschliff
Normschliff	45/40
Volumen Vorratsgefäß	5000.000000 ml
Typ Vorratsgefäß	Erlmeyerkolben (50 ml)

