



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsapparat für Feststoffe, Extraktor
70 ml, mit Dimroth-Kühler NS 45/40 mit
Gewinde GL 14, Kolben 250 ml**

**228,87 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Extraktionsapparate für Feststoffe

Zur Extraktion aus festen Stoffen (warm)

Bauteile:

Extraktionsaufsatz mit Extraktionshülse für Feststoffe

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1370
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3373
EAN	4058072311094
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Dimrothkühler
Ersatzteil	LZ-1373

