



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Extraktionsapparat für Feststoffe, Extraktor  
100 ml, mit Dimroth-Kühler NS 45/40 mit  
Gewinde GL 14, Kolben 250 ml**

**232,94 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

### Extraktionsapparate für Feststoffe

Zur Extraktion aus festen Stoffen (warm)

#### Bauteile:

Extraktionsaufsatz mit Extraktionshülse für Feststoffe

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1371
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3374
EAN	4058072311100
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Dimrothkühler
Ersatzteil	LZ-1374

