



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsapparat für spezifisch leichte
Extraktionsmittel, Extraktor 500 ml,
Kühleranschluss NS 60/46, Kolben 1.000 ml**

**622,75 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extraktionsapparate für spezifisch leichte Extraktionsmittel

Zur Extraktion aus Flüssigkeiten mit spezifisch leichten Extraktionsmitteln.

Bauteile:

Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität 0); mit PTFE-Ventilhahn

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1381
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3384
EAN	4058072311209
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler
Normschliff Hülse	60/46
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Dimrothkühler
Ersatzteil	LZ-1384

