



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Extraktionsapparat für spezifisch schwere  
Extraktionsmittel, Extraktor 250 ml,  
Kühleranschluss NS 45/40, Kolben 500 ml**

**468,76 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

**Extraktionsapparate** für spezifisch schwere Extraktionsmittel

Zur Extraktion aus Flüssigkeiten mit spezifisch schweren Extraktionsmitteln.

**Bauteile:**

Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0); mit PTFE-Ventilhahn

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1389
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3392
EAN	4058072311285
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Ersatzteil	LZ-1392
Normschliff Hülse	45/40
Typ Kühler	Dimrothkühler

