



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsapparat für spezifisch schwere
Extraktionsmittel, Extraktor 500 ml,
Kühleranschluss NS 60/46, Kolben 1000 ml**

**619,15 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extraktionsapparate für spezifisch schwere Extraktionsmittel

Zur Extraktion aus Flüssigkeiten mit spezifisch schweren Extraktionsmitteln.

Bauteile:

Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0); mit PTFE-Ventilhahn

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1390
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3393
EAN	4058072311292
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	60/46
Typ Kühler	Dimrothkühler
Ersatzteil	LZ-1393

