



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Extraktionsapparat nach Soxhlet, Extraktor  
70 ml, mit Allihn-Kühler NS 34/35, Kolben 100 ml**

**210,81 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

### Extraktionsapparate nach Soxhlet mit Allihn-Kühler

Zur Extraktion aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmittel.

Diese Methode erlaubt eine effektive Trennung mit relativ kleinen Mengen Extraktionsmittel.

**Bauteile:** Extraktor mit Kolbenanschluss NS 29/32

Allihn-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1322
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3325
EAN	4058072310615
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	70 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40
Typ Kühler	Allihnkühler
Ersatzteil	LZ-1341 LZ-1349

