



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsapparat nach Soxhlet, Extraktor
200 ml, mit Allihn-Kühler NS 45/40, Kolben 250
ml**

**270,04 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extraktionsapparate nach Soxhlet mit Allihn-Kühler

Zur Extraktion aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmittel.

Diese Methode erlaubt eine effektive Trennung mit relativ kleinen Mengen Extraktionsmittel.

Bauteile: Extraktor mit Kolbenanschluss NS 29/32

Allihn-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1325
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3328
EAN	4058072310646
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	200 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40
Typ Kühler	Allihnkühler
Ersatzteil	LZ-1344

