



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Extraktionsapparat nach Soxhlet, Extraktor 150 ml, mit Dimroth-Kühler NS 45/40, Kolben 250 ml

**274,84 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extraktionsapparate nach Soxhlet mit Dimroth-Kühler

Zur Extraktion aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmitteln.

Diese Methode erlaubt eine effektive Trennung mit relativ kleinen Mengen Extraktiosmittel.

Bauteile: Extraktor mit Kolbenanschluss NS 29/32

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1315
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3318
EAN	4058072310547
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	150 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40
Typ Kühler	Dimrothkühler
Ersatzteil	LZ-1343 LZ-1351

