



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsapparat nach Soxhlet, Extraktor
500 ml, mit Dimroth-Kühler NS 60/46, Kolben
1.000 ml**

**398,53 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extraktionsapparate nach Soxhlet mit Dimroth-Kühler

Zur Extraktion aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmitteln.

Diese Methode erlaubt eine effektive Trennung mit relativ kleinen Mengen Extraktiosmittel.

Bauteile: Extraktor mit Kolbenanschluss NS 29/32

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1319
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3322
EAN	4058072310585
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Ersatzteil	LZ-1347 LZ-1353
Normschliff Hülse	60/46
Normschliff Kern	60/46
Typ Kühler	Dimrothkühler

