



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**Lenz Extraktionsapparat nach Soxhlet, Extraktor  
1.000 ml, mit Dimroth-Kühler NS 71/51, Kolben  
2.000 ml**

**481,44 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### **Extraktionsapparate nach Soxhlet** mit Dimroth-Kühler

Zur Extraktion aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmitteln.

Diese Methode erlaubt eine effektive Trennung mit relativ kleinen Mengen Extraktiosmittel.

**Bauteile:** Extraktor mit Kolbenanschluss NS 29/32

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1320
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3323
EAN	4058072310592
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Normschliff Hülse	60/46
Normschliff Kern	60/46
Typ Kühler	Dimrothkühler
Ersatzteil	LZ-1348

