



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsapparat nach Thielepape,
Extraktor 250 ml, mit Dimroth-Kühler NS 45/40,
Extraktionsaufsatz mit Glasfrittenhülse, Kolben
500 ml**

**447,78 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extraktionsapparate nach Thielepape

Zur Extraktion fester Stoffe

Der Apparat besteht aus:

Extraktionsaufsatz mit Glasfrittenhülse

Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14

Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1331
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3334
EAN	4058072310707
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Ersatzteil	LZ-1356
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40
Typ Kühler	Dimrothkühler

