




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Heiß-Extraktionsapparat nach
Twisselmann, Extraktor 100 ml, Kühleranschluss
NS 45/40, Extraktionsaufsatz mit
Vakuummantel, Kolben 250 ml**

**658,35 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Heiß-Extraktionsapparate nach Twisselmann

Bauteile:

Heiß-Extraktionsaufsatz mit Vakuummantel
Twisselmann-Kühler (verbessert) mit Gewinde GL 14
Rundkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1338
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3341
EAN	4058072310776
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Komplettapparaturen Eigenschaften	mit Normschliff mit Kühler mit Kolben
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40
Typ Kühler	Twisselmannkühler
Ersatzteil	LZ-1369 LZ-1365

