



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rückfluss-Reaktionsapparat für
diskontinuierliche Reaktion, Reaktionsgefäß
mit Laborflansch LF 200, Inhalt 6.000 ml mit
Temperiermantel, kompletter Glassatz, Rührer
und Stativ**

**16.639,70 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Rückfluss-Reaktionsapparate

Für diskontinuierliche Reaktion, zum Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit der Zugabe von Flüssigkeiten und Kochen unter Rückfluss.

Hochwertige Systemkomponenten

Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l)

mit Temperiermantel (beheizbar über ein Umlaufthermostat), mit Bodenablassventil (PTFE, kein Totvolumen).

Planschliffdeckel (LF 150 oder LF 200)

1 Mittelhals NS 45/40, 1 Seitenhals 45° KF 50, 1 Seitenhals 45° NS 29/32, 1 Seitenhals gerade NS 14/23

Dosiertrichter, zylindrisch 1000 ml

mit Teilung

Rückfluss-Kühler

KF 50, geeignet für Vakuumbetrieb

Rührverschluss und Rührer

mit 16 mm Rührwelle, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet

Stabiles Stativ

pulverbeschichtetes Stahlrohr, Spannverschluss: Edelstahl.

Maße ca. 0,5 x 0,35 x 1,7 m (B x T x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1943
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3944
EAN	4058072316792
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas Stahl
Volumen	6 l
steril	Nein
Breite	350 mm
Höhe	1700 mm
Länge	500 mm
Tiefe	500 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Planschliffdeckel LF 200
Komplettapparaturen Eigenschaften	im Set
Antrieb	Rührwerk mit Motor 230V und stufenloser Regelung
Anzahl Teile im Set	32
Ersatzteil	LZ-1865 LZ-2094
Rührer	Rührer mit seitlichem Rührblatt und Kupplungszapfen
Rührverschlüsse	Rührverschlüsse mit doppelter Lippendichtung
Typ Kühler	Hochleistungskühler mit vier Kühlspiralen
Typ Reaktionsgefäß	Reaktionsgefäß mit Temperiermantel. Bodenablaßventil
Typ Stativ	Pulverbeschichtetes Stahlrohr. FL 200. komplett mit Klemmen und Muffen
Typ Trichter	Tropftrichter. zylindrisch. PTFE-Küken. Druckausgleichsrohr

