



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Spülgerät nach Swiegot für NMR Röhrchen

177,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

NMR Röhren müssen stets ein hohes Maß an Sauberkeit und Reinheit aufweisen. Damit die NMR Messergebnisse nicht verfälscht werden, sollten die Röhren vorher gut durchgespült werden.

Das neoLab **Spülgerät für NMR Röhren**, bietet die optimale Lösung für diese hohen Ansprüche.

- kein aufwendiges und mühsames Spülen von Hand mehr nötig
- geringerer Verbrauch an Lösungsmitteln für den Spülvorgang
- Aufsatz (100 ml) mit 500 ml Flasche, mit PE-Olive. Geeignet für Gefäße bis 20 mm Durchmesser.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-3993
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072161194
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	Olive
Normschliff Kern	29/32
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Glasgefäß	Spülgerät für Röhren
Typ Schliff	Normschliff

