



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destillierbrücke, Kerne NS 14/23, Länge 150 mm

30,15 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ohne Kühler, mit zwei senkrechten NS-Kernen.
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0950
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2950
EAN	4058072306908
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gewinkelt
Länge	150 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Kern	14/23

