



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destillierbrücke mit Liebig-Kühler, Kerne NS 14/23, Kühlwasseranschluss GL 14, Kühlfläche 60 cm<sup>2</sup>, Länge 160 mm

**94,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Destillierbrücken mit Liebig-Kühler;** Ablaufrohr mit NS-Kern, Kühlwasseranschluss mit DIN-Gewinde GL 14, mit Schliffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0963
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2963
EAN	4058072307035
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	T-förmig
Länge	160 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 14
Normschliff Kern	14/23
Typ Kühler	Liebigkühler

