



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Destillierbrücke mit Liebig-Kühler, Kerne
NS 14/23, Kühlwasseranschluss GL 14, Länge 250
mm, Kühlfläche 100 cm²**

**104,72 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Destillierbrücken mit Liebig-Kühler; Ablaufrohr mit NS-Kern, Kühlwasseranschluss mit DIN-Gewinde GL 14, mit Schliffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0966
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2966
EAN	4058072307066
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	T-förmig
Länge	250 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 14
Normschliff Kern	14/23
Typ Kühler	Liebigkühler

