



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destillierbrücke mit Liebig-Kühler und Olive, Kerne NS 29/32, Länge 400 mm, Kühlfläche 210 cm<sup>2</sup>

**103,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Destillierbrücken mit Liebig-Kühler.** Ablaufrohr mit NS-Kern, Kühlwasseranschluss mit Olive, mit Schlifffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0968
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2968
EAN	4058072307080
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	T-förmig gebogen
Länge	400 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Liebigkühler

