



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destillierbrücke mit Schliffhülse NS 14/23, Kerne NS 29/32, Länge 350 mm

66,32 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Destillierbrücke mit zwei senkrechten NS-Kernen; ohne Kühler.
Schliffhülse 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0961
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2961
EAN	4058072307011
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	T-förmig gewinkelt
Länge	350 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	29/32

