



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destillierbrücke mit Tropfenfänger, Kerne NS 19/26, Länge 200 mm

**110,68 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit Tropfenfänger und zwei senkrechten NS-Kernen.  
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0955
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2955
EAN	4058072306953
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gewinkelt
Länge	200 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Kern	19/26

