



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destillierbrücke mit Tropfenfänger, Kerne NS 24/29, Länge 300 mm

130,42 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit Tropfenfänger und zwei senkrechten NS-Kernen.
Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0956
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2956
EAN	4058072306960
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gewinkelt
Länge	300 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Kern	24/29

