



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Destillierbrücke nach Claisen, mit GL-
Anschluss, mit Liebig- Kühler, Kerne 14/23, mit
Kühlwasseranschluss GL 14, Länge 160 mm,
Kühlfläche 60 cm²**

**107,07 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Destillierbrücken mit Liebig-Kühler (gerader Abgang) und Aufsatz nach Claisen, Kühlwasseranschluss mit DIN-Gewinde GL 14, mit zwei Schlicfhülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0979
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2979
EAN	4058072307196
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Länge	160 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 14
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Typ Kühler	Liebigkühler

