



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Destillierbrücke nach Claisen, mit GL-  
Anschluss, mit Liebig-Kühler, Kerne 14/23,  
Kühlwasseranschluss GL 14, Länge 250 mm,  
Kühlfläche 100 cm<sup>2</sup>**

**109,73 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

**Destillierbrücken mit Liebig-Kühler** (gerader Abgang) und Aufsatz nach Claisen, Kühlwasseranschluss mit DIN-Gewinde GL 14, mit zwei Schlicfhülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0982
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2982
EAN	4058072307226
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Länge	250 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 14
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Typ Kühler	Liebigkühler

