



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destillierbrücke nach Claisen, mit Liebig-Kühler, Kerne NS 14/23, Kühlwasseranschluss mit Olive, Länge 160 mm, Kühlfläche 60 cm<sup>2</sup>

**96,11 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Destillierbrücken mit Liebig-Kühler** (gerader Abgang) und Aufsatz nach Claisen, Kühlwasseranschluss mit Olive, mit zwei Schliffhülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.  
Hergestellt aus DURAN®- Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0978
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2978
EAN	4058072307189
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Länge	160 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	Olive
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Typ Kühler	Liebigkühler

